



## MASQUE TISSU AFNOR

### Modèle masque tissu réutilisable et lavable

#### Composition :



Tissu 100% coton 2 couches

Tissu non tissé 1 couche au centre



2 Liens attaches polyester/coton

#### **Modèle masque tissu réutilisable et lavable selon norme AFNOR**

Avant la première utilisation : Attention ne pas porter le masque avant de le laver.

Lavage à la main  avec de la lessive classique Repassez le 

#### Entretien/lavage :

Lavage à la main  avec de la lessive classique Repassez le 

Ce masque pourra être lavé 10 fois.

**Le masque en tissu n'est pas un dispositif médical, il permet d'améliorer les gestes main-bouche, il permet d'éviter de contaminer les autres avec postillons, il permet visuellement de rappeler les distances de sécurité. Coudre un masque tissu permet de préserver le stock des masques FFP2 et chirurgicaux pour les soignants.**